

指定医薬部外品

# 手洗いだけで、 殺菌は、大丈夫だと 思っていないませんか？

イメージ図



## 効果的なのは、 手洗い+消毒です。

1

**殺菌剤を配合しない安心設計**

有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。

2

**食品・食品添加物成分で構成**

食品、食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適！！

3

**素早く殺菌！ 素早く乾燥！**

**使用後の水洗いは不要**

素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後、さらっとして、使用後の水洗いは不要です。介護施設や医療機関などでもお使いいただけます。

シンワの手指消毒剤

# アルコールクリーン80



食品衛生現場では、汚れを落とすだけでなく、食中毒の原因になる菌の殺菌、消毒が必要です。素早く手指になじみ、素早く乾き水洗いが不要なので、手洗いができない環境での手指の消毒に適しています。

### アルコール消毒剤の特長

素早い殺菌性

## 〈手洗いマニュアル〉

1～3の手順は、2回以上実施する。

大量調理施設衛生管理マニュアルから抜粋



1.水で手をぬらし、石けんをつける。

2.指、腕を洗う。特に、指の間、指先をよく洗う(30秒程度)。

3.石けんをよく洗い流す(20秒程度)。

4.使い捨てペーパータオルなどでふく(タオルなどの共用はしないこと)。

5.消毒用のアルコールをかけて手指によくすりこむ。

〔効能・効果〕 手指・皮膚の洗浄・消毒  
〔用法・用量〕 塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭

〔販売名〕 外皮消毒剤FA 指定医薬部外品 1000mL

有効成分 エタノール80.0vol%

添加物としてグリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウムを含有する

## 外皮消毒剤FA(アルコールクリーン80)の殺菌効果


### ①【試験方法】

各試験菌液を試験品に添加して、室温で所定時間接触させた後の生菌数を測定。

### ②【試験方法】


試験菌液に試験品を添加して室温で所定時間接触させ、直ちにこれをメンブランフィルター(孔径0.45μm)でろ過した後このフィルターを培養して生菌数を測定。

外皮消毒剤FAの殺菌効果データ①



試験機関：信和アルコール産業株式会社

外皮消毒剤FAの殺菌効果データ②



試験機関：一般財団法人 東京顕微鏡院 食と環境の科学センター  
(東顕食発 第0111304-0536号)

※この他にも様々なサービスをご用意しています。詳しくは営業担当までご相談ください

## 鹿児島総合警備保障株式会社

〔本社〕 〒890-8508

鹿児島県鹿児島市与次郎1-6-33

FreeDial いつでも365日しっかり24時間

**0120-365-424**

ALSOK 鹿児島

検索

